


## Activall & Activall Cross

### ANDADORES DINÁMICOS



**Activall es un moderno dispositivo de rehabilitación para ser utilizado en terapia intensiva de pacientes con dificultades de movilidad en extremidades inferiores y/o superiores.** Éste andador permite conseguir y mantener una correcta posición/autónoma. El arnés pélvico y el separador de piernas hacen de este dispositivo especialmente útil para pacientes con extremidades espásticas asociadas a contracturas de las articulaciones de rodilla y pelvis. Lleva empuñaduras y ruedas traseras con freno fricción.

**El andador Activall Cross está recomendado para pacientes que hayan pasado las etapas tempranas de aprendizaje del patrón de marcha.** Este dispositivo responde muy bien en exteriores permitiendo continuar con el proceso de rehabilitación. Activall Cross es un producto muy estable, fácil de utilizar y funcional. El equipamiento estándar incluye freno manual y una útil cesta.

**El modelo Activall Cross se diferencia del modelo Activall en que lleva cesta multiuso y las ruedas posteriores son macizas y las frontales de exterior, además de tener una base de estructura reforzada y freno manual.**

## Caract. y Espec.

- ACTIVALL
- Arnés y anillo pélvico de seguridad acolchado y ajustable
- Anillo torácico acolchado
- Empuñadura
- Ruedas traseras con freno de fricción
- Separador de piernas
- ACTIVALL CROSS
- Anillo torácico acolchado
- Arnés y anillo pélvico de seguridad acolchado y ajustable
- Base de estructura reforzada
- Cesta multiuso
- Separador de piernas
- Ruedas posteriores macizas
- Ruedas frontales de exterior
- Freno manual

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS ( Longitud en cm y peso en kg)

\* El modelo Activall Cross mide 18 cm más de anchura.

\*\* El modelo Activall Cross mide 12 cm más de altura.

\*\*\* Medidas clave: Altura de talón a trocánter y altura a soporte torácico (*La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás*)

|                                 | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3  | TALLA 4  | TALLA 5   |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| * ANCHO TOTAL                   | 59      | 60      | 63       | 66       | 74        |
| LONGITUD TOTAL                  | 73      | 84      | 84       | 91       | 98        |
| ** ALTURA TOTAL                 | 54      | 79      | 90       | 96       | 112       |
| ANCHO DE PELVIS                 | 26      | 28      | 31       | 37       | 42        |
| PROFUNDIDAD DE PELVIS           | 22      | 25      | 27       | 29       | 35        |
| ANCHO DE PECHO                  | 26      | 28      | 31       | 37       | 42        |
| PROFUNDIDAD DE PECHO            | 22      | 25      | 27       | 29       | 35        |
| *** ALTURA DE TALÓN A TROCÁNTER | 44 - 60 | 66 - 82 | 77 - 102 | 83 - 112 | 98 - 120  |
| *** ALTURA SOPORTE TORÁCICO     | 52 - 70 | 77 - 95 | 89-116   | 92 - 126 | 108 - 143 |
| CARGA MÁXIMA                    | 25      | 40      | 60       | 80       | 95        |
| PESO                            | 13,5    | 16,5    | 18       | 20,5     | 23        |

## Modelos y tallas

- AK-ACTIVALL/T1 Activall - Talla 1
- AK-ACTIVALL/T2 Activall - Talla 2
- AK-ACTIVALL/T3 Activall - Talla 3
- AK-ACTIVALL/T4 Activall - Talla 4
- AK-ACTIVALL/T5 Activall - Talla 5
- AK-ACTIVALLCR/T2 Activall Cross - Talla 2
- AK-ACTIVALLCR/T3 Activall Cross - Talla 3

- AK-ACTIVALLCR/T4 Activall Cross - Talla 4
- AK-ACTIVALLCR/T5 Activall Cross - Talla 5

## Colores



Talla 1



Talla 2



Talla 3



Talla 4



Talla 5

## Accesorios



**Pad de estrechamiento de soporte de cadera Activall**



**Pad de estrechamiento de soporte de pecho Activall**



**Arnés pélvico Activall**



**Soporte de antebrazo (2 unidades) Activall**



**Ruedas con bloqueo antiretroceso (2 unidades) Activall**



**Ruedas con bloqueo de dirección (2 unidades) Activall**