

## Trimline Bodypoint

### CORRECCIÓN DE HOMBROS



El arnés de hombros Trimline se puede usar en dos posiciones. En la primera, **tipo mochila**, permite corregir rotaciones y cifosis a la vez que proporciona una mejor respiración gracias a la rotación externa de los hombros y a la extensión de tronco.

En la segunda, **posición cruzada**, proporcionamos un encaje muy confortable que nos ayudará a corregir escoliosis y cifosis, y no hace disminuir el rango de movimiento de los brazos.

## Caract. y Espec.

- Las cinchas se desabrochan por detrás de los hombros del usuario.
- Las almohadillas independientes se separan cuando el usuario se inclina hacia adelante para reducir el riesgo.
- Las almohadillas individuales se pueden utilizar juntas o separadas para el posicionamiento asimétrico.

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS DEL USUARIO DE HOMBROS (en cm)

XL	48-56
L	41-48
M	33-41
S	28-33

## Modelos y tallas

- BP-SH235S-B5 Trimline ajuste MD - Talla S, anclaje B5
- BP-SH235S-B6 Trimline ajuste MD - Talla S, anclaje B6
- BP-SH235M-B5 Trimline ajuste MD - Talla M, anclaje B5
- BP-SH235M-B6 Trimline ajuste MD - Talla M, anclaje B6
- BP-SH235L-B5 Trimline ajuste MD - Talla L, anclaje B5
- BP-SH235L-B6 Trimline ajuste MD - Talla L, anclaje B6