

## Trimline Bodypoint

### CORRECCIÓ D'ESPATLLES



L'arnès d'espatlla Trimline es pot usar en dues posicions. En el primer, **tipus motxilla**, permet corregir rotacions i cifosis a la vegada que proporciona una millor respiració gràcies a la rotació externa de les espatlles i a l'extensió de tronc.

En la segona, **posició creuada**, proporciona un eix molt confortable que ens ajudarà a corregir escoliosis i cifosis, i no fa disminuir el rang de moviment dels braços.

### Caract. i Especi.

- Les cinxes es descorden per darrera de les espatlles de l'usuari
- Els encoixinats independents es separen quan l'usuari s'inclina cap endavant per a reduir el risc
- Els encoixinats individuals es poden utilitzar junts o separats per al posicionament asimètric

### Mesures

QUADRE DE MESURES DE L'USUARI D'ESPATLLES (en cm)

XL	48-56
L	41-48
M	33-41
S	28-33
XS	24-28

## Models i talles

- BP-SH235S-B5 Trimline ajust md - Talla S, anclatge B5
- BP-SH235S-B6 Trimline ajust md - Talla S, anclatge B6
- BP-SH235M-B5 Trimline ajust md - Talla M, anclatge B5
- BP-SH235M-B6 Trimline ajust md - Talla M, anclatge B6
- BP-SH235L-B5 Trimline ajust md - Talla L, anclatge B5
- BP-SH235L-B6 Trimline ajust md - Talla L, anclatge B6