

Sillín multiposicionador Pacer Dinámico



El sillín multiposicionador permite un mejor control y posicionamiento de la pelvis para uso anterior o posterior. Cinco ajustes independientes le permiten acomodar la postura de cada cliente:

Altura: Rango de ajuste de 22 cm para un mejor posicionamiento de la pelvis.

Profundidad: Rango de ajuste de 13 cm para optimizar la posición de la pelvis en relación con la parte superior del cuerpo para fomentar el movimiento hacia adelante durante la deambulacion.

Ángulo: 7,5° y 15° delante y detrás para ajustar la posición de la pelvis anterior o inclinación posterior para un patrón de marcha más eficaz.

Altura cinturón de cadera: Rango de ajuste 8 cm para proporcionar una amortiguación y apoyo de la pelvis a nivel de ASIS (Espina Ilíaca anterior superior).

Profundidad cinturón de cadera: Rango de ajuste 8 cm para proporcionar una amortiguación y apoyo de la pelvis a nivel de ASIS (Espina Ilíaca anterior superior).

Modelos y tallas

- SC3302012 Sillín multiposicionador - Talla mediana para Pacer Dinámico tallas mediana, grande y XL
- SC3303012 Sillín multiposicionador - Talla grande para Pacer Dinámico talla mediana, grande y XL
- SC3301024 Funda sillín multiposicionador - Para sillín multiposicionador pequeño/mediano
- SC3303024 Funda sillín multiposicionador - Para sillín multiposicionador grande