

## Posicionador de cadera Pacer



El posicionador de cadera se balancea con el movimiento de deambulación del paciente permitiendo al usuario cambiar el peso de una pierna a la otra.

El posicionador de cadera se vende con un par de empuñaduras.

Los anillos en la correa posterior del posicionador de la cadera se acoplan en las empuñaduras, esto permite asegurar rápidamente al paciente después de una transferencia.

Para mantener la pelvis en la línea media del usuario, y por detrás de los hombros puede fijar las correas anteriores más atrasadas en el marco de Pacer.

Puede bajar las empuñaduras y alargar las correas para usar el posicionador de cadera como eslinga de seguridad.

Puede levantar las empuñaduras y acortar las correas para distribuir el peso y conseguir una marcha parcial.

Dispone de un pad posicionador de cadera, que se desliza sobre el posicionador para dar más comodidad, gracias a que es muy acolchado.

## Medidas

### Dimensiones sin pad:

Longitud de entropierna: 6 cm.

Anchura: 3 cm.

Longitud: 23 cm.

## Modelos y tallas

- SC3301003 Posicionador de cadera - Talla pequeña
- SC3302003 Posicionador de cadera - Talla grande
- SC3301004 Acollchado para posicionador de cadera - Talla pequeña
- SC3302004 Acollchado para posicionador de cadera - Talla grande