

## Soporte pélvico Pacer



El soporte pélvico es para los clientes que necesitan menos apoyo o un ajuste menos voluminoso, el soporte pélvico es una alternativa más suave al posicionador de cadera.

Al igual que el posicionador de cadera, el soporte pélvico proporciona asistencia en el soporte de peso mientras que el usuario gana fuerza y resistencia.

Tiene una forma menos rígida y más estrecha para usuarios más grandes o aquellos que encuentren el posicionador de cadera demasiado voluminosos entre los muslos.

Está hecho de poliuretano resistente a los microbios sobre un núcleo de relleno de espuma de célula cerrada. Se puede lavar con una solución de lejía del 10%.

## Medidas

**Para determinar el tamaño correcto soporte de la pelvis es necesario, medir la mitad de la circunferencia del muslo del usuario:**

Talla pequeña: 10-20 cm (para andador Mini y Pequeño)

Talla mediana : 15-25 cm (para andador Pequeño, Mediano, Grande y XL)

Talla mediana : 20-36 cm (para andador Pequeño, Mediano, Grande y XL)

## **Modelos y tallas**

- SC3300015      Soporte pélvico con empuñaduras - Talla pequeña
- SC3301015      Soporte pélvico con empuñaduras - Talla mediana
- SC3302015      Soporte pélvico con empuñaduras - Talla grande