



Soporte de muslo Pacer



El soporte de muslo oscila libremente con cada zancada del usuario y previene la marcha en tijera a la vez que ayuda repartir la carga de peso porque la correa mantiene la separación de las piernas. Los soportes de muslo son ajustable en altura en posición media y lateral.

Las cinchas interna mantienen las piernas separadas y la curva exterior limita la abducción de pierna.

Medidas

Dimensiones:

Distancia entre correa y abrazadera 13-20 cm, circunferencia máxima de pierna 38 cm.

* No disponible en talla Mini

Modelos y tallas

• SC3301005	Soporte de muslo - Pequeño para Pacer Dinámico talla pequeña, mediana y
grande	
• SC3302005	Soporte de muslo - Grande para Pacer Dinámico talla mediana, grande y XL