

## Reposapiés Activity Chair



El reposapiés se utiliza para la **colocación de los pies** y para **compensar el peso en actividades funcionales en sedestación**. El reposapiés de la silla de interior Activity Chair es necesario para montar sandalias y cinchas de tobillo, y para satisfacer necesidades específicas de posicionamiento.

Para facilitar las transferencias, **el reposapiés se puede abatir o puede usarse para realizar un paso**. La altura puede **regularse de forma fácil**. También el **ángulo**, tanto del **reposapiés** (balanceándose hacia atrás debajo de la silla o extendiéndose hacia adelante hasta aproximadamente 45°) como de la **plataforma del reposapiés** (se ajusta en incrementos de 5° en un rango de 20°).

## Modelos y tallas

- SC7200029 Reposapiés - Talla pequeña
- SC7201029 Reposapiés - Talla mediana
- SC7202029 Reposapiés - Talla grande