

Kit soporte lumbar y asiento Activity Chair



El kit de soporte lumbar y asiento se puede cortar a medida para apoyo postural adicional y adecuada de las articulaciones y la alineación de la columna. Se inserta el soporte lumbar detrás de la almohadilla de respaldo y se coloca el soporte del asiento bajo la almohadilla del asiento para evitar que el cliente se deslice hacia delante.

Hecho de espuma densa para que una durabilidad larga, se ajusta con tiras adhesivas.

Modelos y tallas

- SC7200017 Kit soporte lumbar y asiento - Talla pequeña
- SC7201017 Kit soporte lumbar y asiento - Talla mediana
- SC7202017 Kit soporte lumbar y asiento - Talla grande