


## Bantam

COMBINA POSICIÓN SUPINA, SEDESTACIÓN Y BIPEDESTACIÓN



Bantam de EasyStand **es el único bipedestador que combina la posición de sentado a bipedestación y en posición supina.** Comenzar desde una posición de sedestación es una transición más natural a bipedestación; sin embargo, para algunos niños los traslados a la posición supina son más manejables. **Bantam permite pasar de decúbito supino a posición de sedestación y de bipedestación, así como pararse en cualquier punto intermedio.**

Al alternar posiciones, **el usuario puede tolerar estar de pie bipedestando durante más tiempo.** Además, como es más seguro y fácil para un cuidador trasladar y poner de pie a un niño, el niño bipedestará con más frecuencia, **lo que aumentará su bienestar.** El bipedestador Bantam se adapta a niños desde atención temprana hasta la escuela primaria.

Está disponible en 3 tallas, y el más grande, **Bantam M,** combina características de **Bantam y Evolv** para hacerlo **más apropiado para el niño más grande y participativo.** A medida que el niño crece, las transferencias se vuelven más difíciles y, como resultado, el cumplimiento de un programa permanente a menudo se ve afectado.

## Caract. y Espec.

- Bipedestador adaptable a múltiples posiciones
- Ajuste personalizado para una mejor posición
- Muchas opciones de posicionamiento / sedestación
- Puede utilizarse como la silla de alimentación
- Rango de movimiento gradual con flexión de cadera y rodilla
- Soporte completo en cualquier posición
- Inclusión en la escuela y el hogar
- Amplio rango de crecimiento

## Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

	TALLA XS	TALLA S	TALLA M
Rango de altura aproximado	71-102	91-137	122-168
Límite de peso	23 kg	45	91
Rango de profundidad del asiento (desde el pivote del asiento hasta la superficie del respaldo)	18-31	28-41	—
Rango de profundidad del asiento, plano (desde el pivote del asiento hasta la superficie plana del respaldo)	—	—	38-51

Rango de profundidad del asiento, contorno (desde el pivote del asiento hasta la superficie plana del respaldo)	—	—	38-51
Altura del asiento desde el suelo (altura de transferencia)	48	48	—
Altura del asiento (plano) desde el suelo (altura de transferencia)	—	—	56
Altura del asiento (contorno) desde el suelo (altura de transferencia)	—	—	64
Rango del asiento al reposapiés (desde el frente del asiento)	25-42	25-42	(plano) 25-47
Rango de asiento a reposapiés: soportes invertidos	11-28	11-28	(plano) 18-32
Rango de profundidad de la rodillera (desde el frente del asiento)	6-22	6-22	8-20
Ancho de la rodillera	14	14	20
Dimensiones de la rodillera	—	—	23×18
Altura del respaldo desde el asiento, contorno y plano	28-33	—	—
Altura del respaldo desde el asiento, contorno	32-37	—	—
Altura del respaldo desde el asiento, plano	—	36-41	—
Altura del respaldo desde el asiento plano hasta la parte superior del respaldo, corto	—	—	38
Altura del respaldo desde el asiento plano hasta la parte superior del respaldo, alto	—	—	48
Altura del respaldo desde el asiento Contour hasta la parte superior del respaldo, corto	—	—	42
Altura del respaldo desde el asiento Contour hasta la parte superior del respaldo, alto	—	—	52

Peso de la unidad básica	24,5	24,5	49
Tamaño del chasis: estándar	62×93	62×93	62×113
Mecanismo de elevación	Elevación por resorte de gas	Elevación por resorte de gas	Elevador hidráulico manual
Rodillera (acceso interior a la almohadilla)	6×13	9X13	—
Tamaño del reposapiés	20×8	25×10	—
Tamaño del asiento plano	24×24	33×34	—
Tamaño de la almohadilla trasera plana	24×17	20-31×25	—
Tamaño de la almohadilla del asiento plano (ancho)	—	—	38

## Modelos y tallas

- EA-PT50001-1 Bantam - Talla XS
- EA-PT50002-1 Bantam - Talla S
- EA-PY5690 Bantam - Talla M

## Colores



Naranja



Verde



Violeta

Blanco

## Accesorios



Estampados para fundas higiénicas Bantam



Soporte de pecho contorneado grande Bantam



Bolsa de herramientas EasyStand



Funda higiénica para reposacabezas Bantam



**Funda higiénica para soportes laterales Bantam**



**Funda higiénica para respaldo Bantam**



**Identificador de ángulo EasyStand**



**Asas de empuje EasyStand**



**Funda higiénica para soportes de cadera Bantam**



**Funda higiénica para asiento Bantam**



**Ajuste fácil de profundidad de asiento Easy Stand**



**Cinchas de seguridad para soporte de pies Bantam**




**Cinchas para soporte de pies Bantam**



**Apoyo de pantorrilla Bantam**



**Funda higiénica acolchada para bandeja Bantam y Evolv**



**Apoyo de antebrazo para bandeja Bantam**



**Empuñaduras Bantam y Evolv**



**Almohadillado para codo Bantam**