


CREA TU PROPIO COJÍN



ESCOGE EL COJÍN



Vigour Standard Contour



Vigour High Contour



Spex Standard Contour




Spex High Contour



Spex SuperHigh Contour

Ancho: _____ cm / Profundidad: _____ cm

CAPA DE REVESTIMIENTO



Estándar




2,5 cm de suave goma espuma de gel



Capa de revestimiento para liberación de presión




Capa de revestimiento visco con memoria de 1,5 cm




Capa de revestimiento visco con memoria de 3 cm

	Estándar	Std
SP-1119-0394-000	1,25 cm de goma espuma de gel (N/D con contorno SuperHigh / La suave capa superior se remplazará con esta capa de revestimiento)	525 €
SP-1119-0390-000	Capa de revestimiento para liberación de presión (capa de revestimiento adicional para liberación de presión)	193 €
SP-1119-0392-000	Capa de revestimiento visco con memoria de 1,5 cm (capa adicional de visco con memoria de 1,5 cm)	371 €
SP-1119-0393-000	Capa de revestimiento visco con memoria de 3 cm (capa adicional de visco con memoria de 3 cm)	525 €



CREA TU PROPIO COJÍN

DISMETRÍA




Seleccionar lado (sólo se puede seleccionar uno):

Izquierda: _____ cm

Derecha: _____ cm

SP-1119-0293-000	Dismetría	140 €
------------------	-----------	-------

RECORTE PARA ISQUIOTIBIAL ACOTADO



Izquierda: _____ cm o _____ grados de reducción

Derecha: _____ cm o _____ grados de reducción


Si se suma a la discrepancia de longitud de miembros inferiores, iniciar la medición desde el "nuevo anterior"

SP-1119-0290-000	Reducción del ángulo muslo-pantorrilla	180 €
------------------	--	-------

CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO

PASO 1 - Elegir una de las 2 opciones -

OPCIÓN A: CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO SENCILLOS



Profundidad

A= _____ cm

Altura

B= _____ cm

Distancia entre laterales de muslo:

C= _____ cm

SP-1119-0270-104	Personalización guías de muslo	212 €
------------------	--------------------------------	-------

OPCIÓN B: CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO COMPLEJOS


Ejemplo de cómo medir para delinear el contorno:

- Localice la línea central de la superficie de apoyo en la que se sienta el usuario y márkela con cinta.
- Coloque al usuario sobre la línea central de la superficie de apoyo en la posición de asiento deseada.
- Con una regla, mida las distancias que se muestran en el diagrama hasta la línea central del cojín.
- Escriba estas medidas en el cuadro de texto provisto.


Nota:

- Si una medida se encuentra en el **lado izquierdo** de la línea central del usuario, márkela como **negativa**.
- Si una medida se encuentra en el **lado derecho** de la línea central del usuario, márkela como **positiva**.


EJEMPLOS



Contorno para caderas en ráfaga




Contorno para aducción



Contorno para abducción

- RR (trasera derecha)= _____
- FR (delantera derecha)= _____
- MR (media derecha)= _____
- RL (trasera izquierda)= _____
- FL (delantera izquierda)= _____
- ML (media izquierda)= _____



SP-1119-0270-107	Laterales de muslo contorneados	212 €
------------------	---------------------------------	-------

CREA TU PROPIO COJÍN


PASO 2

ELIJE EL CONTOUR DE LOS SOPORTES LATERALES DE MUSLO (MEDIDAS PREESTABLECIDAS)

SP-1119-0270-100	Standard (3 cm)	212 €
SP-1119-0270-101	High (5 cm)	212 €
SP-1119-0270-102	SuperHigh (para cojines inferiores a 35 cm: 8 cm / para cojines superiores a 35 cm: 10 cm)	212 €

OPCIONAL

EXTENSIÓN HACIA DELANTE DE LOS SOPORTES LATERALES DE MUSLO




Medidas

D= _____ cm

SP-1119-0270-109	Extensión hacia delante de los soportes laterales de muslo	160 €
------------------	--	-------

TACO ABDUCTOR



Ancho trasero

E= _____ cm

Profundidad

F= _____ cm


Altura

H= _____ cm


Ancho delantero

G= _____ cm

Cómo medir la altura del taco (M)




Ubicar el inicio de la regla en la banda inferior del taco y medir hasta la parte superior de este



Sin taco abductor

SP-1119-0281-000	Taco abductor	180 €
SP-1119-0282-000	Sin taco abductor	180 €

EXTENSIÓN HACIA DELANTE DEL TACO ABDUCTOR



Medidas


I= _____ cm

SP-1119-0280-000	Extensión hacia delante del taco abductor	120 €
------------------	---	-------

CREA TU PROPIO COJÍN

PELVIS / ÁREA ISQUIÁTICA

OPCIONES DE INSERT EN ÁREA ISQUIÁTICA




1,25 cm espuma de gel



2,5 cm espuma de gel suave

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

- Posición central
- Tamaño automático (el tamaño cambia proporcionalmente a la longitud y el ancho del cojín)
- Tamaño especificado
 Longitud personalizada: V= _____ cm
 Ancho personalizado: W= _____ cm
- Posición de desplazamiento central (del usuario)
 En _____ cm
 I D



SP-1119-0352-000	Cambio de medida pelvis / área isquiática	265 €
SP-1119-0350-000	1,25 cm espuma de gel	265 €
SP-1119-0351-000	2,5 cm espuma de gel suave	325 €

CREA TU PROPIO COJÍN

COLORES DEL BORDE DEL COJÍN




Negro



Rosa



Naranja



Azul



Gris



Rojo



Amarillo



Púrpura



Verde

	Borde del cojín de color negro	Estándar
SP-1111-0491-028	Borde del cojín de color rosa	50 €
SP-1111-0491-030	Borde del cojín de color naranja	50 €
SP-1111-0491-060	Borde del cojín de color azul	50 €
SP-1111-0491-090	Borde del cojín de color gris	50 €
SP-1111-0491-022	Borde del cojín de color rojo	50 €
SP-1111-0491-044	Borde del cojín de color amarillo	50 €
SP-1111-0491-077	Borde del cojín de color púrpura	50 €
SP-1111-0491-054	Borde del cojín de color verde	50 €