


Soporte pélvico E-Pacer



Disponible en tres tamaños, el **soporte pélvico del andador E-Pacer** se usa para transferencias de sentado a pie y para el entrenamiento de la marcha. También se puede utilizar para la prevención de caídas.

Medidas



	K306 Pequeño	K316 Mediano	K326 Grande
A	21,5 cm.	30,5 cm.	34 cm.
B	40,5 cm.	20 cm.	63,5 cm.
C	23 cm.	30,5 cm.	35,5 cm.

Modelos y tallas

- K306 Soporte pélvico E-Pacer - Pequeño
- K316 Soporte pélvico E-Pacer - Mediano
- K326 Soporte pélvico E-Pacer - Grande