

Soporte pélvico Tim



El soporte pélvico se puede montar delante o detrás de la pelvis y es ajustable en ancho

Medidas

Ajustable en ancho:

Talla 1: 16-24 cm

Talla 2: 22-34 cm

Talla 3: 32-46 cm

Modelos y tallas

- SC4801005 Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de glúteos) - talla 1
- SC4802105 Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de glúteos) - talla 2
- SC4802005 Soporte pélvico montado delante de la pelvis (para uso con Soporte de glúteos) - talla 3
- SC4801006 Soporte pélvico montado detras de la pelvis (para uso con Posicionador pélvico) - talla 1
- SC4802106 Soporte pélvico montado detras de la pelvis (para uso con Posicionador pélvico) - talla 2
- SC4802006 Soporte pélvico montado detras de la pelvis (para uso con Posicionador pélvico) - talla 3