

## Bodymap A

### SISTEMA DE VACÍO



Bodymap A es un **cojín de asiento con sistema de vacío** que **permite el moldeado 100% anatómico**. Perfecto para el confort, copiando la superficie del usuario y el posicionamiento, permitiendo el modelado, por ejemplo una cuña abductora o hacer un tratamiento asimétrico del cojín. La prevención también es un punto clave: con el aumento de la superficie de contacto, la presión ejercida en el cuerpo disminuye.

#### **Indicaciones:**

- Control postural en pelvis y piernas
- Prevención de UPP
- Reducción de la hipertoniía
- Confort

#### **Incluye:**

- Auto-adhesivo
- Bomba de vacío


**Pueden ser fabricados a medida**

## Caract. y Espec.

- Sistema de vacío de ajuste estable durante semanas
- Fácil modeado
- Modificable en el tiempo
- Funda opcional de espuma viscoelástica
- Fácil de limpiar

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm)



**A** - Ancho del cojín en la parte delantera, **B** - Profundidad del cojín, **C** - Ancho del cojín en la parte trasera, **T** - Espesor del cojín


	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>T</b>
<b>TALLA 1</b>	27	30	24	7
<b>TALLA 2</b>	30	31	30	7
<b>TALLA 3</b>	30	35	30	7
<b>TALLA 4</b>	37	41	34	7
<b>TALLA 5</b>	42	45	40	8
<b>TALLA 6</b>	47	45	44	9
<b>TALLA 7</b>	51	51	49	9

## Modelos y tallas


- AK-BODYMAP/A-T1 Bodymap A - Modelo A, Talla 1
- AK-BODYMAP/A-T2 Bodymap A - Modelo A, Talla 2
- AK-BODYMAP/A-T3 Bodymap A - Modelo A, Talla 3
- AK-BODYMAP/A-T4 Bodymap A - Modelo A, Talla 4

- AK-BODYMAP/A-T5 Bodymap A - Modelo A, Talla 5
- AK-BODYMAP/A-T6 Bodymap A - Modelo A, Talla 6
- AK-BODYMAP/A-T6 Bodymap A - Modelo A, Talla 7

## Accesorios



**Válvula Bodymap**



**Bolsa gránulos  
Bodymap**



**Bomba eléctrica Bodymap**



**Funda Vismemo Bodymap**