


CREA TU PROPIO COJÍN

TARIFA 2024
POSICIONAMIENTO SPEX



ESCOGE EL COJÍN



Vigour Standard Contour



Vigour High Contour



Spex Standard Contour



Spex High Contour



Spex SuperHigh Contour

Ancho: _____ cm / Profundidad: _____ cm

CAPA DE REVESTIMIENTO



Estándar




2,5 cm de suave goma espuma de gel



Capa de revestimiento para liberación de presión




Capa de revestimiento visco con memoria de 1,5 cm




Capa de revestimiento visco con memoria de 3 cm

	Estándar	Std
SP-1111-0392-000	1,25 cm de goma espuma de gel (N/D con contorno SuperHigh / La suave capa superior se remplazará con esta capa de revestimiento)	472,00 €
SP-1111-0391-000	Capa de revestimiento para liberación de presión (capa de revestimiento adicional para liberación de presión)	193,00 €
SP-1111-0393-000	Capa de revestimiento visco con memoria de 1,5 cm (capa adicional de visco con memoria de 1,5 cm)	371,00 €
SP-1111-0394-000	Capa de revestimiento visco con memoria de 3 cm (capa adicional de visco con memoria de 3 cm)	525,00 €



Tarifa 2024 *Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A

DISMETRÍA



Seleccionar lado (sólo se puede seleccionar uno):

Izquierda: _____ cm


Derecha: _____ cm

SP-1111-0292-000

Dismetría

120,00 €

RECORTE PARA ISQUIOTIBIAL ACOTADO



Izquierda: _____ cm o _____ grados de reducción

Derecha: _____ cm o _____ grados de reducción

Si se suma a la discrepancia de longitud de miembros inferiores, iniciar la medición desde el "nuevo anterior"


SP-1111-0281-000

Reducción del ángulo muslo-pantorrilla

180,00 €

CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO

- Elegir una de las 2 opciones -



OPCIÓN A: CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO SENCILLOS

Distancia entre laterales de muslo:

O= _____ cm

Altura

Q= _____ cm

Profundidad

P= _____ cm

SP-1111-0295-000

Personalización guías de muslo

212,00 €

OPCIÓN B: CREAR SOPORTES LATERALES DE MUSLO COMPLEJOS

- Las medidas hacen referencia a la parte roja del dibujo -

LADO DERECHO DEL USUARIO

Contorno posterior

Altura (H)= _____ cm

Profundidad (L)= _____ cm


Ancho (T)= _____ cm

Contorno anterior

Altura (H)= _____ cm

Profundidad (L)= _____ cm

Ancho (T)= _____ cm



LADO IZQUIERDO DEL USUARIO

Contorno posterior

Altura (H)= _____ cm

Profundidad (L)= _____ cm

Ancho (T)= _____ cm

Contorno anterior

Altura (H)= _____ cm


Profundidad (L)= _____ cm

Ancho (T)= _____ cm


ALTURAS ESTÁNDAR DE LOS SOPORTES LATERALES DE MUSLO

Contorno Standar: 3 cm / Contorno High: 5 cm / Contorno SuperHigh: Cojines < 14" / 8 cm / Contorno SuperHigh: Cojines > 14" / 10 cm


EJEMPLOS




Contorno para caderas en ráfaga




Ranuras para el cinturón pélvico




Contorno para abducción



Contorno anterior o posterior



Contornos laterales asimétricos



Extensión de soporte lateral de muslo

SP-1111-0261-000

Lado derecho del usuario


106,00 €

SP-1111-0262-000

Lado izquierdo del usuario

106,00 €

TACO ABDUCTOR



Ancho trasero
K= _____ cm


Profundidad
L= _____ cm

Altura
M= _____ cm


Ancho delantero parte superior
N= _____ cm

Ancho delantero base
O= _____ cm

Cómo medir la altura del taco (M)




Ubicar el inicio de la regla en la banda inferior del taco y medir hasta la parte superior de este



Sin taco abductor

SP-1111-0294-000	Taco abductor	180,00 €
SP-1111-0335-000	Sin taco abductor	180,00 €

PELVIS / ÁREA ISQUIÁTICA



Estándar (cambia de manera proporcional al tamaño del cojín)

Central

Ancho personalizado
C= _____ cm

Ancho personalizado
W= _____ cm

Longitud personalizada
L= _____ cm

Oblicua


- Izquierda: utilizando la base de posicionamiento con almohadillas Spex (complete el diagrama de debajo)
- Derecha: crea el soporte personalizado (complete el diagrama que se encuentra a continuación)

Ancho personalizado
W= _____ cm

Longitud personalizada
L= _____ cm

Posición desplazada
 I D en _____ cm

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA



OPCIONES DE INSERT EN ÁREA ISQUIÁTICA



1,25 cm espuma de gel



2,5 cm espuma de gel suave

SP-1111-0351-000	Cambio de medida pelvis / área isquiática	265,00 €
SP-1111-0353-000	1,25 cm espuma de gel	Std
SP-1111-0354-000	2,5 cm espuma de gel suave	Consultar

CREA TU PROPIO COJÍN

TARIFA 2024
POSICIONAMIENTO SPEX

COLORES DEL BORDE DEL COJÍN



Negro



Rosa



Naranja



Azul



Gris



Rojo



Amarillo



Púrpura



Verde

	Borde del cojín de color negro	Estándar
SP-1111-0491-028	Borde del cojín de color rosa	50,00 €
SP-1111-0491-030	Borde del cojín de color naranja	50,00 €
SP-1111-0491-060	Borde del cojín de color azul	50,00 €
SP-1111-0491-090	Borde del cojín de color gris	50,00 €
SP-1111-0491-022	Borde del cojín de color rojo	50,00 €
SP-1111-0491-044	Borde del cojín de color amarillo	50,00 €
SP-1111-0491-077	Borde del cojín de color púrpura	50,00 €
SP-1111-0491-054	Borde del cojín de color verde	50,00 €